

# エッペンドルフ社 マイクロピペット セミナーのご案内

eppendorf

このセミナーでは、実技とデータを交えて、より良いピペッティング方法について理解を深めることができます。

精度を得るための本当に正しいピペッティング方法が分からない、粘性のある液体や揮発性の高い液体のピペッティングがうまくいかず困っている、ピペットのメンテナンス方法が分からない、こんな方にお勧めです。

メンテナンスの実技で使用するため、**普段使用しているエッペン製のピペットをご持参下さい。**  
**(1人1本)**

## 1. 申し込み方法

\*申し込みが**必要**です。遺伝子実験施設のHPから行います。

## 2. 開催日時

日時：**10月24日(木) 12:50 ~ 14:00**


場所：遺伝子実験施設 1階 セミナー室

## 3. セミナー内容

- ▷ ピペットの正しい使い方      液性の違いによるテクニックの使い分け & 簡単な実技
- ▷ メンテナンス方法              実際にピペットを分解しながら、一緒にメンテナンスを行う



### 正しいピペッティング方法



1段階目までボタンを押し、液体にチップをわずかに浸す

2段階目までボタンを押し、液体を抽出する


3段階目までボタンを押し、液体を吐出する

### 扱いづらい溶液の ピペッティング



### 正しいピペッティング方法

再現性はあるが、正確性がない



再現性も正確性もある

